


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pdk1/Pdhk1 Para Wb, Elisa - Q15118

Número do item: CM0004948



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra PDK1/PDHK1 humano (Q15118), validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Ideal para estudos de metabolismo da glicose e sinalização por hipóxia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PDK1/PDHK1 mAb de coelho
Observações/Apelidos	PDK1; piruvato desidrogenase quinase 1; PDK1/PDHK1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5163
GeneID	5163
Imunógeno	Peptídeo Sintético Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 de PDK1/PDHK1 humano (Q15118).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q15118
Peso da Proteína	49kDa
Envio	Bolsa de gelo