

Anti-Pdk1/Pdpk1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - O15530

Número do item: CM0023024



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PDK1/PDPK1, adequado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar sinalização de insulina, proliferação celular e vias de sobrevivência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PDK1/PDPK1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PDK1, PDPK2, PDPK2P, PRO0461, PDK1/PDPK1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5170
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 409-556 do PDK1/PDPK1 humano (NP_002604.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O15530
Peso da Proteína	63kDa
Envio	Saco de gelo