

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pdk2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15119

Número do item: CM0012657



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade direcionado ao PDK2 humano (piruvato desidrogenase quinase 2). Validado para WB, IHC-P, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em metabolismo e diabetes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-PDK2
Observações/Apelido	PDHK2; PDKII; PDK2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5164
GeneID	5164
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 308-407 do PDK2 humano (Q15119).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15119
Peso Proteico	39kDa/46kDa
Envio	Em saco de gelo