

Anticorpo Policlonado Anti-Pdk3 Para Wb, Elisa - Q15120

Número do item: CM0030246



introdução

PDK3 Rabbit pAb detecta PDK3 humano, de camundongo e rato. Adequado para WB e ELISA, este anticorpo tem como alvo uma quinase mitocondrial envolvida na regulação do metabolismo da glicose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PDK3 Rabbit pAb
Observações/Alias	CMTX6; GS1-358P8.4; PDK3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5165
GeneID	5165
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 137-406 da PDK3 humana (NP_005382.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15120
Peso da Proteína	47kDa
Envio	Bolsa de gelo