


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pdlim1/Clp36 Para Wb, If/Icc, Elisa - O00151

Número do item: CM0003161



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho PDLIM1/CLP36, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com humano e camundongo. Ideal para estudos de adaptadores do citoesqueleto, dinâmica de fibras de estresse e pesquisa de migração celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho PDLIM1/CLP36 (mAb)
Observações/Apelido	CLIM1; CLP36; CLP-36; hCLIM1; HEL-S-112; PDLIM1/CLP36
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9124
GeneID	9124
Imunógeno	Peptídeo sintético; Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do PDLIM1/CLP36 humano (O00151)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O00151
Peso Proteico	36kDa
Envio	Em saco de gelo