

Anticorpo Policlonais Anti-Pdp2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9P2J9

Número do item: CM0024591

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra PDP2 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de regulação da desidrogenase de piruvato mitocondrial e imunometabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PDP2 Rabbit pAb
Observações/Alias	PPM2B, PDPC 2, PPM2C2, PDP2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57546
GeneID	57546
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 67-250 da PDP2 humana (NP_065837.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9P2J9
Peso da Proteína	60kDa
Transporte	Bolsa de gelo