

Anticorpo Policlonal Anti-Pdxk Para Wb, If/Icc, Elisa - 000764

Número do item: CM0029155



introdução

Anticorpo policlonal anti-PDXK de coelho de alta qualidade validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta PDXK humano, de camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre metabolismo da vitamina B6, atividade de quinase e neuropatia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PDXK Rabbit pAb
Observações/Apelido	PKH; PNK; HMSN6C; PRED79; C21orf97; HEL-S-1a; C21orf124; PDXK
Espécie	Humano
ID do Gene	8566 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-312 do PDXK humano (NP_003672.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O00764
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Saco de gelo