


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Pepsinogênio II (Pg II) Para Ihc-P, Elisa - P20142

Número do item: CM0006595



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra o Pepsinogênio II (PG II) humano, validado para IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo. Imunógeno recombinante. Adequado para pesquisas sobre enzimas digestivas e estudos de biomarcadores do câncer gástrico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho contra Pepsinogênio II (PG II)
Observações/Alias	PEPC; PGII; Pepsinogênio II (PG II)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5225
GeneID	5225
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-388 do Pepsinogênio II (PG II) humano (NP_002621.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P20142
Peso da Proteína	42 kDa
Transporte	Bolsa de gelo