

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Per1 Para Wb, If/Icc, Elisa - O15534

Número do item: CM0005556

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-PER1 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Tem como alvo o PER1 humano (O15534), uma proteína central do relógio circadiano. Adequado para estudos de ritmo circadiano e expressão gênica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KD Validado] PER1 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	PER; hPER; RIGUI
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5187
GeneID	5187
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 207-275 do PER1 humano (NP_002607.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O15534
Peso da Proteína	136 kDa/92 kDa
Envio	Bolsa de gelo