


Anticorpo Monoclonal Anti-Peroxiredoxina 4 (Prdx4) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13162

Número do item: CM0011375



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Peroxiredoxina 4 (PRDX4) humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta PRDX4 (~31 kDa) de humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de estresse oxidativo e sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Peroxiredoxina 4 (PRDX4) mAb de coelho
Observações/Apelidos	PRX-4; AOE372; AOE37-2; HEL-S-97n; Peroxiredoxina 4 (PRDX4)
Espécie	Humano
ID do Gene	10549
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Peroxiredoxina 4 (PRDX4) humana (Q13162)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13162
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Bolsa de gelo