

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pex10 Para Wb E Elisa - 060683

Número do item: CM0021139

introdução

Este anticorpo policlonal de coelho tem como alvo o PEX10 humano, validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo. Adequado para investigar a biogênese de peroxissomos e as vias de reciclagem de PEX5 em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PEX10 Rabbit pAb
Observações/Apelido	NALD; PBD6A; PBD6B; RNF69; PEX10
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5192
ID do Gene	5192
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 10-160 do PEX10 humano (NP_002608.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O60683
Peso Proteico	37kDa
Envio	Bolsa de Gelo