

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Pex14 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 075381

Número do item: CM0029702



introdução

Anticorpo policlonar de coelho direcionado ao PEX14 humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Essencial para estudos sobre importação de proteínas peroxissomais e distúrbios de biogênese de peroxissomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PEX14 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	NAPP2; PBD13A; Pex14p; dj734G22.2; PEX14
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5195
ID do Gene	5195
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 118-377 do PEX14 humano (NP_004556.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	075381
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Bolsa de gelo