

Anticorpo Policlonal Anti-Pex5 Para Wb, If/Icc, Elisa - P50542

Número do item: CM0018103



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PEX5 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Tem como alvo o receptor de sinal de direcionamento peroxissomal 1; chave para pesquisas sobre biogênese de peroxissomo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PEX5 pAb Coelho
Observações/Apelido	PXR1; PBD2A; PBD2B; PTS1R; RCDP5; PTS1-BP; PEX5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5830
GeneID	5830
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 364-631 do PEX5 humano (NP_000310.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P50542
Peso da Proteína	71kDa
Envio	Saco de gelo