

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Phospho-Akt-S473 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P31749 / P31751 / Q9Y243

Número do item: CM0001927



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho fosfo-específico contra AKT1/AKT2/AKT3 fosforilado na serina 473, validado para WB, IHC-P e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa em apoptose, metabolismo e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-Akt-S473 Rabbit mAb
Observações/Apelido	AKT1/AKT2/AKT3; Phospho-Akt-S473
Espécie	Humano
GeneID (humano)	207/208/10000
GeneID	207/208/10000
Imunógeno	Peptídeo sintético; Peptídeo fosforilado sintético ao redor do S473 da AKT1 humana (NP_005154.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Peso da Proteína	48kDa/55kDa/51kDa/54kDa
Transporte	Bolsa de gelo