


Anticorpo Policlonais Anti-Fosfo-Alox5-S271 Para Wb, Elisa - P09917

Número do item: CM0001771



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para ALOX5 humano fosforilado na serina 271, validado para aplicações de Western blot e ELISA na pesquisa de biossíntese de leucotrienos e doenças inflamatórias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-ALOX5-S271 Coelho pAb
Observações/Alíase	5-LO; 5LPG; LOG5; 5-LOX; Fosfo-ALOX5-S271
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	240
ID do Gene	240
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de S271 da ALOX5 humana (NP_000689.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P09917
Peso da Proteína	78kDa
Envio	Bolsa de gelo