


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Atf2 (T69/T71) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P15336

Número do item: CM0000897



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à ATF2 humana fosforilada em Thr69/Thr71. Validado para WB, IHC-P e ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de resposta a danos no DNA, apoptose e transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Fosfo-ATF2-T69/71
Observações/Apelido	HB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; Fosfo-ATF2-T69/71
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1386
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15336
Peso Proteico	55 kDa
Transporte	Saco de Gelo