


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Bad-S112 Para Wb E Elisa - Q92934

Número do item: CM0000978



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Fosfo-Bad-S112 validado para WB e ELISA, detectando Bad humano e de camundongo fosforilado na serina 112. 18 kDa. Ideal para pesquisa em apoptose. Da CamelBio, um fornecedor de matérias-primas para IVD de balcão único.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Fosfo-Bad-S112
Observações/Apelido	BBC2; BCL2L8; Fosfo-Bad-S112
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	572
ID do Gene	572
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo fosforilado sintético em torno da S112 do BAD humano (Q92934)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q92934
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Saco de gelo