


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Fosfo-Brd4-S484/S488 Para Wb, Db, Elisa - O60885

Número do item: CM0000593



introdução

Anticorpo policlonado de coelho fosfo-específico direcionado a BRD4 fosforilado em Ser484/Ser488. Adequado para WB, DB e ELISA. Ideal para estudos de memória epigenética, regulação da transcrição e dinâmica da cromatina. Reage com BRD4 humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-BRD4-S484/S488 Rabbit pAb
Observações/Alias	CAP; MCAP; HUNK1; HUNKI; FSHRG4; Phospho-BRD4-S484/S488
Espécie	Humano
ID do Gene	23476
Imunógeno	Peptídeo sintético (Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de S484 & S488 do BRD4 humano (NP_490597.1))
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, DB, ELISA
Reação Cruzada	Humano
SWISS	O60885
Peso Proteico	152kDa
Envio	Bolsa de gelo