


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-C-Jun-S63 Para Wb, If/Icc, Elisa - P05412

Número do item: CM0001982



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade contra c-Jun fosforilado (S63). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização do fator de transcrição AP-1 e pesquisa oncológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-c-Jun-S63 mAb de coelho
Observações/Apelido	AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun; Fosfo-c-Jun-S63
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3725
ID do Gene	3725
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da S63 do c-Jun humano (P05412).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05412
Peso da Proteína	36 kDa
Envio	Bolsa de gelo