


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Fosfo-Crmp2/Dpysl2-T514 Para Wb, Elisa - Q16555

Número do item: CM0000721



introdução

Anti-Phospho-CRMP2/DPYSL2-T514 pAb de coelho validado para WB, ELISA; tem como alvo o T514 fosforilado da CRMP2 humana. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de desenvolvimento neuronal, orientação de axônios e sinalização de semaforina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	pAb de Coelho Anti-Fosfo-CRMP2/DPYSL2-T514
Observações/Apelidos	DRP2; N2A3; CRMP2; DRP-2; ULIP2; CRMP-2; DHPRP2; ULIP-2; Fosfo-CRMP2/DPYSL2-T514
Espécie	Humana
GeneID (Humana)	1808
GeneID	1808
Imunógeno	Pepídeo Sintético Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da posição T514 da CRMP2/DPYSL2 humana (NP_001377.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16555
Peso da Proteína	62kDa
Envio	Bolsa de gelo