


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Erk1-Y204 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P27361

Número do item: CM0001152



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para ERK1 fosforilado em Y204. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA em humano, rato, camundongo. Ideal para pesquisa de sinalização MAPK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-ERK1-Y204 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ERK1; ERT2; ERK-1; PRKM3; P44ERK1; P44MAPK; HS44KDAP; HUMKER1A; p44-ERK1; p44-MAPK; Fosfo-ERK1-Y204
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5595
GeneID	5595
Imunogênio	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P27361
Peso Proteico	43kDa
Envio	Em saco de gelo