


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Histona H3-T45 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16695 / P68431

Número do item: CM0001924



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Fosfo-Histona H3-T45 validado para Western blot, imuno-histoquímica, imunofluorescência e ELISA. Específico para humano, rato, rato e reatividade ampla prevista. Adequado para estudos de modificação de histonas e biologia da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Fosfo-Histona H3-T45
Observações/Apêndice	H3/A; H3C2; H3C3; H3C4; H3C6; H3C7; H3C8; H3FA; H3C10; H3C11; H3C12; HIST1H3A; Fosfo-Histona H3-T45
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	H3
ID do Gene	8290/8350
Imunogénio	Peptídeo Sintético: Um peptídeo fosforilado sintético em torno do T45 da Histona H3 humana (NP_003520.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato, Outros (Ampla Gama Prevista)
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	15kDa
Envio	Saco de Gelo