


Anticorpo Policlonais Anti-Fosfo-Hsp27/Hspb1 (S15) Para Wb, Ip, Elisa - P04792

Número do item: CM0001473



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Phospho-HSP27/HSPB1 (S15) validado para WB, IP, ELISA. Reage com a HSP27 humana. Ideal para pesquisas sobre resposta ao estresse, chaperonas e organização de actina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-HSP27/HSPB1-S15 Rabbit pAb
Observações/Alias	CMT2F; HMN2B; HSP27; HSP28; Hsp25; SRP27; HS.76067; HEL-S-102; Phospho-HSP27/HSPB1-S15
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3315
GeneID	3315
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da S15 da HSP27/HSPB1 humana (NP_001531.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P04792
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Bolsa de gelo