

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Ikba (Ser32) Para Wb, Elisa - P25963

Número do item: CM0001535



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Fosfo-IkBa (Ser32) validado para WB e ELISA. Reage com IkBa humano, de rato e de camundongo. Detecta fosforilação em Ser32, crítica para a ativação da via de sinalização NF-κB.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Fosfo-IkBa-S32
Observações/Apelido	IKBA; MAD-3; NFKBI; EDAID2; Fosfo-IkBa-S32
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4792
GeneID	4792
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S32 da IKB alfa humana (P25963).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P25963
Peso Proteico	36kDa
Envio	Saco de gelo