


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Mst1-T183+Mst2-T180 Para Wb E Elisa - Q13188 / Q13043

Número do item: CM0001324



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para fosfo que reconhece MST1 (T183) e MST2 (T180) em humano, rato, camundongo. Ideal para WB e ELISA em pesquisas sobre a via Hippo e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-MST1-T183+MST2-T180 mAb de Coelho
Observações/Apeliido	KRS1; MST2; KRS2; MST1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6788/6789
GeneID	6788/6789
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de T180/T183 do MST2 humano (NP_006272.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13188/Q13043
Peso da Proteína	56kDa
Envio	Saco de gelo