


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-NdrG1 (T346) Para Wb E Elisa - Q92597

Número do item: CM0001878



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Fosfo-NDRG1 (T346) para aplicações em WB e ELISA. Detecta o supressor de tumor responsivo ao estresse NDRG1 fosforilado na treonina 346. Validado em humano, camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | pAb de Coelho Anti-Fosfo-NDRG1-T346                                                                  |
| Observações/Apêndice | GC4, RTP, DRG1, NDR1, NMSL, TDD5, CAP43, CMT4D, DRG-1, HMSNL, RIT42, TARG1, PROXY1, Fosfo-NDRG1-T346 |
| Espécie              | Humano                                                                                               |
| ID do Gene           | 10397                                                                                                |
| Imunogênio           | Peptídeo fosforilado sintético em torno de T346 do NDRG1 humano (NP_001128714.1)                     |
| Fonte                | Coelho                                                                                               |
| Categoria            | Anticorpos Fosforilados                                                                              |
| Aplicação            | WB, ELISA                                                                                            |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                             |
| SWISS                | Q92597                                                                                               |
| Peso Proteico        | 43kDa                                                                                                |
| Envio                | Saco de gelo                                                                                         |