


Anticorpo Monoclonal Anti-Fosfo-Nf-Kb P65/Rela (S536) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q04206

Número do item: CM0001427



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para fosfo contra NF-κB p65 humano fosforilado em Ser536. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Para WB, IF/ICC, ELISA. Ideal para estudar a ativação de NF-κB em inflamação e imunidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-NF-κB p65/RelA-S536 mAb de Coelho
Observações/Apelido	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; Fosfo-NF-κB p65/RelA-S536
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5970
ID do Gene	5970
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético fosforilado ao redor de S536 de NF-κB humano (NP_068810.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q04206
Peso da Proteína	65kDa
Envio	Saco de gelo