


Anti-Fosfo-Pkc Delta (T505) Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q05655

Número do item: CM0001442



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Fosfo-PKC delta-T505 humano, validado para WB e ELISA. Tem como alvo o local de fosforilação T505 da PKC delta (PRKCD, nPKC-delta), uma quinase chave na apoptose, ciclo celular e sinalização do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-PKC delta-T505 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MAY1; PKCD; ALPS3; CVID9; nPKC-delta; Fosfo-PKC delta-T505
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5580
GeneID	5580
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de T505 da PKC delta humana (NP_006245.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q05655
Peso da Proteína	78kDa
Envio	Saco de gelo