

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Pkc Mu Fosforilada (S744/748) Para Wb E Elisa - Q15139

Número do item: CM0001245

introdução

Anticorpo policlonado de coelho específico para PKC mu/PRKD1 fosforilada em Ser744/748, adequado para Western blot e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Útil para estudar a sinalização de PKC mu e eventos de fosforilação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Phospho-PKC mu-S744/748
Observações/Alias	PKD; PKCM; CHDED; PRKCM; PKC-MU; Phospho-PKC mu-S744/748
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	5587
GeneID	5587
Imunógeno	Peptídeo sintético ao redor de S744 & S748 da PKC mu de camundongo (NP_032884.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15139
Peso da Proteína	102kDa
Transporte	Bolsa de gelo