


Anti-Fosfo-Pkc (Pan) (Gama)-T514 Pab De Coelho Para Wb E Elisa - P17252 / P05771 / Q05655 / Q02156 / P05129 / P24723 / Q04759

Número do item: CM0001019



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para o T514 fosforilado das isoformas pan de PKC (alfa, beta, delta, epsilon, gama, eta, teta). Validado para WB e ELISA com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa de sinalização celular, câncer e doenças cardiovasculares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-PKC (pan) (gama)-T514 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PRKCA/PRKCB/PRKCD/PRKCE/PRKCG/PRKCH/PRKCQ; Fosfo-PKC (pan) (gama)-T514
Espécie	Humano
GeneID	5578/5579/5580/5581/5582/5583/5588
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P17252/P05771/Q05655/Q02156/P05129/P24723/Q04759
Peso Proteico	59-67kDa/74-83kDa
Envio	Saco de gelo