


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Fosfo-Plk1-T210 Para Wb E Elisa - P53350

Número do item: CM0000858



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra PLK1 humano fosforilado em Thr210. Gerado usando um imunógeno de fosfopeptídeo sintético. Ideal para estudos de ciclo celular e mitose usando Western blot e ELISA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-PLK1-T210 Coelho mAb
Observações/Apelido	PLK; STPK13; Phospho-PLK1-T210
Espécie	Humano
ID do Gene	5347 (Humano)
Imunógeno	Peptídeo fosforilado sintético ao redor de T210 da PLK1 humana (P53350)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P53350
Peso Proteico	68 kDa
Envio	Bolsa de gelo