


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Fosfo-Polr2A Ctd-S5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P24928

Número do item: CM0001299



introdução

Anticorpo policlonado de coelho anti-fosfo-POLR2A CTD-S5 de alta qualidade validado para WB, IHC-P, ELISA em humano, camundongo e rato. Alvo na fosforilação da Ser5 do CTD da RNA polimerase II, essencial para pesquisa de regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Anti-Fosfo-POLR2A CTD-S5
Observações/Apelidos	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RplILS; hsRPB1; hRPB220; Phospho-POLR2A CTD-S5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5430
ID do Gene	5430
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo fosfo-específico correspondente a resíduos ao redor de S5 da repetição YSPTSPS do CTD de POLR2A humana.
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P24928
Peso da Proteína	217kDa
Envio	Saco de gelo