


Anti-Phospho-S6 Ribosomal Protein (Rps6)-S240/244 Rabbit Pab Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P62753

Número do item: CM0000650



introdução

Este anticorpo policlonal de coelho detecta níveis endógenos de RPS6 apenas quando fosforilado em Ser240/244. Adequado para aplicações WB, IHC-P, IP e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Uma ferramenta de pesquisa para vias de crescimento e proliferação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-S6 Ribosomal Protein (RPS6)-S240/244 Rabbit pAb
Observações/Apelido	S6; eS6; Phospho-S6 Ribosomal Protein (RPS6)-S240/244
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	6194
GeneID	6194
Imunógeno	Peptídeo sintético - Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de S240 e S244 da RPS6 humana (NP_001001.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62753
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Saco de gelo