


Anti-Fosfo-Smad3 (S423/S425) Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - P84022

Número do item: CM0000783



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para fosfo que visa Smad3 pS423/pS425. Validado para WB, IHC-P e ELISA em humano, camundongo e rato. Essencial para estudar cascatas de sinalização TGF-beta/ativina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-Smad3-S423/S425 mAb de Coelho
Observações/Apelido	LDS3; mad3; LDS1C; MADH3; JV15-2; hMAD-3; hSMAD3; HSPC193; HsT17436; Fosfo-Smad3-S423/S425
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4088
ID do Gene	4088
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético fosforilado em torno de S423 & S425 do Smad3 humano (P84022).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P84022
Peso da Proteína	48 kDa
Envio	Saco com gelo