


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Smad3 (S423/S425) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P84022

Número do item: CM0001513



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado ao SMAD3 humano fosforilado em S423/S425. Validado para WB, IHC-P, ELISA; reage com humano, rato e camundongo. Ideal para o estudo da sinalização do TGF-beta e regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Anti-Fosfo-Smad3-S423/S425
Observações/Apelido	LDS3; mad3; LDS1C; MADH3; JV15-2; hMAD-3; hSMAD3; HSPC193; HsT17436; Fosfo-Smad3-S423/S425
Espécie	Humano
GeneID	4088 (Humano)
Imunógeno	Peptídeo sintético fosforilado correspondente aos resíduos ao redor de S423/S425 do SMAD3 Humano
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P84022
Peso Proteico	48 kDa
Envio	Em saco de gelo