


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Phospho-Stat1 (Ser727) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P42224

Número do item: CM0001757



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a STAT1 fosforilado (Ser727) para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com amostras humanas, de camundongo e rato. Peso molecular esperado de 87 kDa. UniProt P42224.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-STAT1-S727 Rabbit pAb
Observações/Alias	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; Phospho-STAT1-S727
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6772
ID do Gene	6772
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da S727 do STAT1 humano (NP_009330.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P42224
Peso Molecular da Proteína	87 kDa
Envio	Saco de gelo