


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Stat1 (Y701) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P42224

Número do item: CM0000961



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-Fosfo-STAT1 (Y701) validado para WB, IHC-P, ELISA em humano, camundongo, rato. Detecta STAT1 fosforilado, um fator de transcrição chave nas vias de sinalização do interferon.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Anti-Fosfo-STAT1-Y701
Observações/Apelido	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; Fosfo-STAT1-Y701
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6772
GeneID	6772
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de Y701 do STAT1 humano (NP_009330.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P42224
Peso Proteico	87kDa
Envio	Saco de Gelo