

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Syk (Y352)/Zap70 (Y319) (Pab) Para Wb, Elisa - P43405 / P43403

Número do item: CM0001843



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a Syk (Y352) fosforilada e ZAP70 (Y319) fosforilada para aplicações de Western blot e ELISA. Específico para amostras humanas, ideal para pesquisa de sinalização por imunorreceptores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-Syk-Y352/ZAP70-Y319 pAb de coelho
Observações/Apelido	SYK/ZAP70; Fosfo-Syk-Y352/ZAP70-Y319
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6850/7535
ID do Gene	6850/7535
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de Y352 da Syk humana (NP_003168.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P43405/P43403
Peso da Proteína	69kDa/72kDa/35kDa/55kDa
Envio	Bolsa de gelo