


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Tbc1D4-T642 Para Wb, Elisa - O60343

Número do item: CM0001662



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para a Treonina 642 fosforilada da proteína humana TBC1D4/AS160. Validado para western blot e ELISA; apresenta reatividade cruzada com camundongo. Útil para estudos sobre a captação de glicose estimulada por insulina e mecanismos do diabetes tipo 2.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Fosfo-TBC1D4-T642
Observações/Apelido	AS160; NIDDM5; Fosfo-TBC1D4-T642
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9882
ID do Gene	9882
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético em torno da T642 da proteína humana TBC1D4 (NP_055647.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O60343
Peso Molecular da Proteína	147 kDa
Envio	Em gelo