

Anticorpo Policlonal Anti-Fosfo-B-Catenina (S552) Para Wb, Elisa - P35222

Número do item: CM0000871



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à fosfo-β-Catenina (S552). Validado para WB, ELISA com reatividade cruzada humana, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em sinalização Wnt e adesão celular. - P35222

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-β-Catenina-S552 pAb de Coelho
Observações/Alias	EV7; CTNNB; MRD19; NEDSDV; armadillo; Fosfo-β-Catenina-S552
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1499
GeneID	1499
Imunógeno	Peptídeo sintético: Peptídeo fosforilado sintético ao redor da S552 da beta catenina humana (NP_001091679)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35222
Peso da Proteína	85 kDa
Envio	Bolsa de gelo