


Anticorpo Policlonal Anti-Fosfolamban (PLN) Para Wb, Elisa - P26678

Número do item: CM0021750



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o Fosfolamban (PLN) humano para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Direciona-se a um regulador chave da homeostase do cálcio cardíaco e da contratilidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PLN Rabbit pAb
Observações/Alias	PLB; CMD1P; CMH18; PLN
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5350
GeneID	5350
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-52 do PLN humano (NP_002658.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P26678
Peso Proteico	6 kDa
Envio	Saco de gelo