

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Phrf1 Para Wb & Elisa - Q9P1Y6

Número do item: CM0019626

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao PHRF1 humano (proteína 1 contendo domínios PHD e RING finger), validado para Western blot e ELISA. Detecta uma banda de ~179 kDa, ideal para estudos dessa fosfoproteína de ligação a metais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	PHRF1 pAb de Coelho
Observações/Alias	RNF221; PPP1R125; PHRF1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	57661
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1350-1450 do PHRF1 humano (NP_001273512.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9P1Y6
Peso Proteico	179kDa
Transporte	Em bolsa de gelo