


Anti-PI4K2B Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q8Tcg2

Número do item: CM0023528



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o PI4K2B humano, adequado para Western blot e ELISA. Reconhece a fosfatidilinositol 4-quinase tipo 2-beta, envolvida na síntese de PI4P e tráfego vesicular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PI4K2B pAb de Coelho
Observações/Apelido	PIK42B; PI4KIIB; PI4K2B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55300
ID do Gene	55300
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-120 do PI4K2B humano (NP_060793.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8TCG2
Peso da Proteína	55kDa
Envio	Saco de gelo