

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pias3 Para If/Icc E Elisa - Q9Y6X2

Número do item: CM0014774



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra PIAS3 humano, uma ligase E3 SUMO envolvida na sinalização STAT e sumoilação. Adequado para aplicações de IF/ICC e ELISA, validado para amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PIAS3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ZMIZ5; PIAS3
Espécie	Humano
ID do Gene	10401
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 399-628 do PIAS3 humano (NP_006090.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y6X2
Peso Proteico	68kDa
Envio	Saco de gelo