

Anticorpo Policlonal Anti-Pid1 Para Wb, Ip, Elisa - Q7Z2X4

Número do item: CM0018412

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-PID1 validado para WB, IP e ELISA. Detecta PID1 em amostras humanas, de camundongo e de rato. Proteína citoplasmática envolvida na proliferação de pré-adipócitos, adequada para pesquisas sobre obesidade e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	PID1 Rabbit pAb
Observações/alias	PCLI1; NYGGF4; P-CLI1; HMFN2073; PID1
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	55022
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 124-248 do PID1 humano (NP_060403.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q7Z2X4
Peso da proteína	28 kDa
Envio	Embalagem de gelo