


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pidd Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Hb75

Número do item: CM0025490



introdução

Anticorpo policlonal de coelho PIDD, validado para aplicações de WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reage com humano, rato, camundongo. Tem como alvo a proteína 1 do domínio de morte induzida por p53, fundamental nas vias de resposta a danos no DNA e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PIDD Rabbit pAb
Observações/Apelido	LRDD; PIDD; MRT75
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55367
GeneID	55367
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-85 do PIDD humano (NP_665893.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Camundongo
SWISS	Q9HB75
Peso da Proteína	100kDa
Envio	Saco de gelo