

Anti-Pip4K2A Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P48426

Número do item: CM0027094



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra PIP4K2A humano, validado para aplicações de WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Tem como alvo a fosfatidilinositol 5-fosfato 4-quinase tipo-2 alfa, uma quinase envolvida na sinalização de fosfoinosítídeos e autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PIP4K2A pAb de Coelho
Observações/Apelido	PIPK; PI5P4KA; PIP5K2A; PIP5KIIA; PIP5KII-alpha; PIP4K2A
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5305
GeneID	5305
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 120-350 do PIP4K2A humano (NP_005019.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P48426
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Saco de gelo