


Anticorpo Monoclonal Anti-Pka C-Alpha (Prkaca) (Validado Por Kd) Para Wb, If/Icc, Elisa - P17612

Número do item: CM0002385



introdução

Anticorpo monoclonal de mouse validado por KD que visa o PKA C-alpha (PRKACA). Reage com humano, mouse, rato. Ideal para WB, IF/ICC, ELISA e pesquisa de sinalização de quinase dependente de cAMP.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] PKA C-alpha (PRKACA) mAb de Mouse
Observações/Apelido	CAFD1; PKACA; PPNAD4; A)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5566
ID do Gene	5566
Imunógeno	Proteína recombinante humana [Validado por KD] PKA C-alpha (PRKACA)
Fonte	Mouse
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Mouse, Rato
SWISS	P17612
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Saco de gelo