

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Pkc Gama Para Wb, If/Icc, Elisa - P05129

Número do item: CM0027969



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à PKC gama, validado em WB, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa em neurociência e sinalização de quinase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PKC gama pAb de Coelho
Observações/Apelido	PKCC; PKCG; SCA14; PKCI(3); PKCgama; PKC-gama; PKC gama
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5582
GeneID	5582
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 558-697 da PKC gama humana (NP_002730.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05129
Peso Proteico	78kDa
Envio	Saco de gelo