

Anticorpo Monoclonal Anti-Pkc Zeta Para Wb, Elisa - Q05513

Número do item: CM0007061

introdução

A CamelBio oferece mAb Anti-PKC zeta de coelho validado para WB, ELISA. A proteína alvo quinase C zeta (PRKCZ, PKC2) atua na via PI3K, ativação de NF-kB e polaridade celular. Ideal para pesquisa humana em sinalização, inflamação e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	PKC zeta mAb de coelho
Observações/Alias	PRKCZ; PKC-ZETA; PKC2; protein kinase C zeta; PKC zeta
Espécie	Humano
GeneID	5590
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 da PKC zeta humana (NP_002735.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q05513
Peso da Proteína	46kDa/56kDa/67kDa
Envio	Bolsa de gelo